

推

**GMP PLUS™**  
**現貨搶購**

**優惠**  
售完為止

**GMP PLUS™**

**GMP等級人類血小板裂解液**

- 全程封閉式生產(closed-loop manufacturing)
- 工廠經FDA註冊並獲得ISO認證
- 安全性高，血小板來源為AABB認證的血液中心
- 品質檢測由CLIA認證實驗室完成
- 批次間差異小
- 提供樣本與批次預留
- 兼容生物反應器
- 在-20°C可保存3年，在-80°C可保存5年



**完美胎牛血清(FBS)替代品**

- 無異種動物來源的細胞培養補充劑
- 冷凍保存袋裝GMP等級人類血小板裂解液
- 已登記US FDA原料藥主檔案

**冷凍保存袋裝**

100 ml **PLS5**

500 ml **PLSC-0500**


**搶購價**  
\$???

**預購價**  
\$???

**增強的細胞擴增能力**

- 間質幹細胞 (MSCs)
- 真皮纖維母細胞
- 脂肪幹細胞 (ASCs)
- 上皮角質細胞
- 樹突細胞
- 內皮細胞


加入PLUS™，真皮纖維母細胞增殖更快



Average doubling time for neonatal human dermal fibroblasts (NHDF) from one donor. NHDFs were cultured in aMEM supplemented with FBS or PLUS™.

— 10% PLUS™ — 5% PLUS™ — 10% FBS

加入PLUS™，人類脂肪幹細胞增殖更快



Average doubling time for human adipose derived stem cells (hASCs) from 6 donors over multiple passages in aMEM supplemented with FBS or PLUS™.

代理

**北區總公司**

新北市中和區中正路800號6F-3  
TEL : (02) 8221-8898  
FAX : (02) 8221-8906

**新竹分公司**

新竹市東美路91巷3號6F-2  
TEL : (03) 5160-212  
FAX : (03) 5160-213

**台南分公司**

台南市東區東門路二段297號13 F (13A4室)  
TEL : (06) 2092-356  
FAX : (06) 2360-191