

Free! 滿額加碼送

- 滿\$12,500 即送Corning® PBS (Ca & Mg Free), 500ml 三瓶 (MT-21-040-CVS-SP)
- 滿\$25,000 即送Corning® PBS (Ca & Mg Free), 500ml 六瓶 (MT-21-040-CVS-SP)
- 滿\$35,000 即送商品抵用券\$1,000元一張
消費滿\$15,000可使用一張，限一次性使用，不可折現或找零。
不可與其他優惠並用，Merck品牌產品恕不適用。
商品抵用券使用期限至2020年3月31日止。捷昇保留修改和取消活動的權利。
- 滿\$68,000 即送RAININ 手動8爪移液器Pipet-Lite 200XLS+ 一支 (Z-RANL8-200XLS+)



聯手出擊 Antibodies & More 即日起 Millipore® 抗體在捷昇

Millipore® 抗體單一特價 MLP-201909P01
1支\$12,500 | 3支\$33,000

Millipore抗體100ul / ug 標準包裝，不含IVD抗體

即日起至12/31止



經銷



北區總公司

新北市中和區中正路886-7號10F

TEL : (02) 8221-8898

FAX : (02) 8221-8906

新竹辦公室

新竹市東美路91巷3號6F-2

TEL : (03) 5160-212

FAX : (03) 5160-213

台南辦公室

台南市永康區二王路72號1F

TEL : (06) 2326-699

FAX : (06) 2025-665

<http://www.integrated-bio.com> • E-mail: order@integrated-bio.com • www.facebook.com/IntegratedBio

癌症研究

新工具結合傳統研究工具 提供新的可能

默克癌症研究組合為常規分析和樣品製備提供高質量的解決方案，以及用於分析物和生物標誌物檢測的先進技術。

癌症研究必備-抗體

Primary Antibody	Species Reactivity	Key Applications	Host	Cat. No.
Anti-Bax (NT)	B, Ca, Chp, Fe, H	IC, IH, IP, WB	Rb	06-499
Anti-DNA, single stranded specific, clone F7-26	A	FC, IC, IH, IH(P)	M	MAB3299
Anti-DNA, single stranded, clone 16-19	A	ELISA	M	MAB3034
Anti-LAMP-1 (CD107a)	H, M, R, RMk	IC, WB	Rb	AB2971
Anti-LYVE1	H, M,	IH	Rb	AB2988
Anti-Phosphatidylserine, clone 1H6	Vrt	FC, IH	M	05-719
Anti-Poly ADP-ribose, clone 10H	A	IC, IP, WB	M	MAB3192
Anti-von Willebrand Factor, clone 21-43	H	ELISA, IC, IF, IH, IH(P), WB	M	MAB3442

研究染色體結構改變現象 Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)

Chromatin immunoprecipitation (ChIP)可以用來分析細胞內蛋白質在相關染色體DNA上的分布位置。這些蛋白質可以是組蛋白、轉錄因子或其他直接/間接與DNA結合的調控蛋白與結構蛋白。

成功的ChIP實驗需要搭配非常好品質的ChIP驗證抗體，抗體專一性要夠，才能將目標蛋白準確抓住，讓後端使用PCR、microarray 以及 NGS分析DNA序列時，能夠事半功倍。

ChIPAb+™ kits 優選組合：每個試劑組包含ChIP-validated 目標抗體、陰性對照組抗體，以及control DNA之primer set。


Cat. No.	Description
17-615	ChIPAb+ Acetyl-Histone H3
17-10051	ChIPAb+ Acetyl-Histone H3 (Lys14)
17-10050	ChIPAb+ Acetyl-Histone H3 (Lys4)
17-658	ChIPAb+ Acetyl-Histone H3 (Lys9) Purified
17-630	ChIPAb+ Acetyl-Histone H4
17-10045	ChIPAb+ Acetyl-Histone H4 (Lys5)
17-600	ChIPAb+ CREB
17-10044	ChIPAb+ CTCF
17-677	ChIPAb+ Dimethyl-Histone H3 (Lys4)
17-648	ChIPAb+ Dimethyl-Histone H3 (Lys9)
17-10034	ChIPAb+ EED
17-663	ChIPAb+ EED
17-603	ChIPAb+ Estrogen Receptor alpha
17-662	ChIPAb+ EZH2, clone AC22
17-608	ChIPAb+ HDAC1
17-10048	ChIPAb+ Histone H2A.Z
17-10054	ChIPAb+ Histone H2B
17-10046	ChIPAb+ Histone H3 (C-term)

Cat. No.	Description
17-67517	ChIPAb+ Histone H3 (Unmodified Lys4)
17-643	ChIPAb+ Monomethyl-Histone H3 (Lys27)
17-613	ChIPAb+ p53
17-10131	ChIPAb+ Phospho-CREB (Ser133)
17-685	ChIPAb+ Phospho-Histone H3 (Ser10)
17-641	ChIPAb+ REST
17-620	ChIPAb+ RNA Pol II
17-10057	ChIPAb+ SMRT
17-656	ChIPAb+ Sox-2, clone 6F1.2
17-601	ChIPAb+ Sp1
17-661	ChIPAb+ SUZ12
17-10098	ChIPAb+ TATA Binding Protein (TBP)
17-622	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys27)
17-10032	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys36)
17-614	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys4)
17-678	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys4)
17-10130	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys79)
17-625	ChIPAb+ Trimethyl-Histone H3 (Lys9)


稀少卻不容忽視的存在 癌症幹細胞

癌症幹細胞研究必備工具 抗體精選

Primary Antibody	Cat. No.	單株/多株	Species Reactivity	Key Applications
Anti-Oct-4 Antibody	MAB4401	Monoclonal	Human	WB, FC, IC, ELISA
Anti-Sox2 Antibody	AB5603	Polyclonal	Human, Mouse	WB, ICC, IF, IHC
Anti-NANOG Antibody	MABD24	Monoclonal	Human	WB, ICC
Anti-CD133 Antibody	MAB4399-I	Monoclonal	Human	ICC, WB
Anti-CD44, (human/mouse) Antibody, FITC	MABF1556	Monoclonal	Human, Mouse	FC



癌症幹細胞療法:使得癌細胞喪失再生能力，降低復發率
傳統療法:可能產生抗藥性，導致癌症復發或是轉移



更多Millipore® 抗體
上網搜尋Merck Millipore Antibody



Merck Millipore Antibody



孔徑膜材的挑選
請與業務洽詢

Millicell® inserts and plates 提供細胞模擬 3D 立體的實驗環境

Features

- 每顆皆為單獨無菌包裝
- 不同孔徑大小 滿足各種實驗設計
- 有盤式包裝可供高通量篩選實驗
- 多種膜材可供選擇 (PFTE, MCE, PCF 以及 PET)

Millicell® EZ slide 輕鬆 Easy 完成細胞染色實驗

Features

- 無需任何工具，操作簡易
- 獨特設計，不用擔心液體滲漏
- 不使用任何黏膠物質，不會影響細胞生長

Cat. No.	Descriptionicon	Number of Wells	Pack Sizeicon
PEZGS0416	Millicell EZSLIDE4-well glass, sterile	4	16
PEZGS0496	Millicell EZSLIDE4-well glass, sterile	4	96
PEZGS0816	Millicell EZSLIDE8-well glass, sterile	8	16
PEZGS0896	Millicell EZSLIDE8-well glass, sterile	8	96